


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano C5Ar1/Cd88 Conjugado Con Pe Para Fc - P21730

Número de artículo: CM0009376



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad conjugado con PE dirigido contra el C5AR1/CD88 humano. Especificado para citometría de flujo (FC). Para investigación en inflamación, quimiotaxis y señalización de GPCR. Suministro de materia prima IVD de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano C5AR1/CD88 conjugado con PE
Observaciones/Alias	C5A; C5AR; C5R1; CD88
Especie	Humano
GeneID (Humano)	728
GeneID	728
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del C5AR1/CD88 humano (NP_001727.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P21730
Peso Molecular de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo