


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Calreticulina Humana Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo Intracelular - P27797

Número de artículo: CM0008827



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-calreticulina humana conjugado con PE para citometría de flujo intracelular (FC). Se dirige a la chaperona del RE CALR (P27797), implicada en el plegamiento de proteínas, la unión al calcio y el control de calidad. Reacciona con la proteína humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-calreticulina humana conjugado con PE
Observaciones/alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n
Especie	Humana
GeneID (humano)	811
GeneID	811
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 335-417 de la calreticulina humana (NP_004334.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P27797
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo