

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Casr Humano Para Fc - P41180

Número de artículo: CM0008695



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CaSR humano (receptor sensor de calcio extracelular; SWISS: P41180, ~121 kDa). Validado para citometría de flujo; suministrado como materia prima IVD para el desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CaSR humano
Anotaciones/Alias	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	846
GeneID	846
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 211-310 de la CaSR humana (NP_000379.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P41180
Peso de la proteína	121kDa
Envío	Bolsa de hielo