


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd100/Sema4D Humano Para Citometría De Flujo - Q92854

Número de artículo: CM0010400



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD100/SEMA4D humano, validado para citometría de flujo. Reconoce la Semaforina-4D humana, un receptor de superficie celular involucrado en la señalización inmunológica y neuronal. Ideal para investigación en inmunología y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD100/SEMA4D humano
Observaciones/Alias	A8; GR3; BB18; CD100; COLL4; SEMAJ; coll-4; C9orf164; M-sema-G
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10507
GeneID	10507
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-734 de la Semaforina-4D/CD100 humana, NP_006369.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q92854
Peso de la proteína	82kDa/96kDa
Envío	Bolsa de hielo