

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd117/C-Kit Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P10721

Número de artículo: CM0010377



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD117/c-Kit conjugado con PE, validado para citometría de flujo. Permite la detección del receptor de SCF en investigación de hematopoyesis, células cebadas y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano CD117/c-Kit mAb
Observaciones/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Especie	Humano
GeneID	3815
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-520 del CD117/c-Kit humano (NP_000213.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10721
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo