

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Humano Cd11A Para Fc - P20701

Número de artículo: CM0009568



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD11a humano (ITGAL, LFA-1) para citometría de flujo (FC). Validado para muestras humanas, con pesos moleculares de 118-134 kDa. Compatible con la investigación de adhesión de células inmunitarias y tráfico de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal PE Conejo anti-Humano CD11a
Observaciones/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3683
GeneID	3683
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-340 del CD11a humano (NP_002200.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P20701
Peso Proteico	118kDa / 129kDa / 134kDa
Envío	Bolsa de hielo