


Mab Pe Conejo Anti-Cd123 Humano - P26951

Número de artículo: CM0004072



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD123 humano (receptor de IL-3 alfa). Validado para citometría de flujo, este anticuerpo detecta CD123 nativo en células hematopoyéticas, apoyando la investigación en inmunofenotipificación y diagnóstico de leucemias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE conejo anti-CD123 humano
Abreviaturas / Alias	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alfa
Especie	Humano
GenelD (Humano)	3563
GenelD	3563
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-378 de CD123 humano (NP_002174.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P26951
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo