

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd124/IL-4R α Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P24394

Número de artículo: CM0006254



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE reconoce CD124 (IL-4R α) humano y está validado para citometría de flujo. Es adecuado para estudios sobre la diferenciación Th2, la producción de IgE y las respuestas inflamatorias alérgicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD124/IL-4R α humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	CD124; IL4RA; IL-4RA
Especie	Humano
GeneID (humano)	3566
GeneID	3566
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-232 de CD124/IL-4R α humano (NP_000409.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P24394
Peso molecular de la proteína	26 kDa/88 kDa/90 kDa
Envío	Bolsa de hielo