

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd131 Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P32927

Número de artículo: CM0007803



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD131 humano (CSF2RB), validado para citometría de flujo. Dirigido contra la subunidad beta común de los receptores de IL-3/IL-5/GM-CSF. Adecuado para la investigación de células hematopoyéticas e inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD131 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1439
ID del gen	1439
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-443 de CD131 humano (NP_000386.1).
Origen	Consejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P32927
Peso molecular	97 kDa
Envío	Bolsa de hielo