

Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Humano Cd13/Anpep Para Fc - P15144

Número de artículo: CM0005006



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD13/ANPEP humano (aminopeptidasa N). Validado para citometría de flujo. Adecuado para investigación en inmunología, oncología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb PE Conejo anti-Humano CD13/ANPEP
Observaciones/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	290
ID del Gen	290
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 69-967 del CD13/ANPEP humano (NP_001141.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15144
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo