


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd140B/Pdgfrβ Humano Para Citometría De Flujo - P09619

Número de artículo: CM0010135



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE se dirige al CD140b/PDGFRβ (PDGFRB) humano y está validado para citometría de flujo directa. Es adecuado para el estudio de la señalización de receptores en angiogénesis, biología del cáncer y desarrollo vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD140b/PDGFRβ humano
Observaciones/Alias	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; receptor beta del factor de crecimiento derivado de plaquetas
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5159
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 33-530 de CD140b/PDGFRB humano (NP_002600.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P09619
Peso de la proteína	37kDa/123kDa
Envío	Bolsa de hielo