

Mab Pe Conejo Anti-Cd141/Trombomodulina Humana - P07204

Número de artículo: CM0010804



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD141/Trombomodulina humana, validado para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante (aa 19-515). Adecuado para estudios de caracterización de células endoteliales, coagulación y células dendríticas (BDCA-3).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE conejo anti-CD141/Trombomodulina humana
Observaciones/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Especie	Humana
GenelD (Humano)	7056
GenelD	7056
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-515 de la CD141/Trombomodulina humana (NP_000352.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P07204
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo