


Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Humano Cd146 Para Fc - P43121

Número de artículo: CM0009402



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD146 humano (MCAM/MUC18). Diseñado para citometría de flujo, reacciona con muestras humanas. Ideal para el estudio de adhesión celular, biología endotelial y metástasis de melanoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE conejo anti-humano CD146
Observaciones/Alias	MCAM; CD146; MUC18; glucoproteína de superficie celular MUC18
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4162
GeneID	4162
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-559 de CD146 humano (NP_006491.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P43121
Peso de la proteína	57kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo