

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd152/Ctla-4 Humano Para Citometría De Flujo Intracelular - P16410

Número de artículo: CM0005271



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD152/CTLA-4 humano, un receptor de linfocitos T inhibidor. Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo (CF) intracelular. Reacciona específicamente con CD152/CTLA-4 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD152/CTLA-4 humano
Observaciones/Alias	CD; GSE; GRD4; ALP55; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1493
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-162 de CD152/CTLA-4 humano (NP_005205.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P16410
Peso proteico	6kDa/8kDa/19kDa/24kDa
Envío	Bolsa de hielo