

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd153 Humano Conjugado Con Pe - P32971

Número de artículo: CM0005932

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra el CD153 humano (ligando de CD30), validado para citometría de flujo. Adecuado para investigación de proliferación de células T y linfoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD153 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Especie	Humano
GeneID (humano)	944
GeneID	944
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 63-234 del CD153 humano (NP_001235.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P32971
Peso Molecular de la Proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo