


Ac Monoclonal Anti-Humano Cd156C/Adam10 De Conejo Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - O14672

Número de artículo: CM0011676



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra ADAM10 humano (CD156c), validado para citometría de flujo. ADAM10 es una metaloproteasa transmembrana involucrada en el desprendimiento del ectodominio de proteínas como TNF, APP y Notch, con funciones en la inflamación, la neurodegeneración y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac Anti-Humano CD156c/ADAM10 de Conejo (PE)
Observaciones/Alias	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717
Especie	Humano
GeneID (Humano)	102
GeneID	102
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 214-672 del ADAM10 humano (NP_001101.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14672
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo