

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Cd158A/Kir2DL1 Pe Para Citometría De Flujo - P43626

Número de artículo: CM0009690



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al receptor inhibidor de células NK humano CD158a/KIR2DL1. Validado para citometría de flujo (FC), reacciona de forma cruzada con humano. Adecuado para investigación en inmunología de células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Humano CD158a/KIR2DL1 PE
Observaciones/Alias	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3802
ID del Gen	3802
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-245 del CD158a/KIR2DL1 humano (NP_055033.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P43626
Peso Molecular de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo