

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd161 Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q12918

Número de artículo: CM0010731



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el CD161 humano (KLRB1/NKR-P1A) para citometría de flujo. Reacciona con humano. Útil para estudiar la función del receptor inhibidor de células NK y la inmunofenotipificación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD161 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRP1A; NKR-P1A; hNKR-P1A
Especie	Humano
ID del Gen	3820
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-225 del CD161 humano (NP_002249.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q12918
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo