


Mab De Conejo Pe Anti-Cd163 Humano Para Fc - Q86Vb7

Número de artículo: CM0009156



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD163 humano (M130, receptor captador de hemoglobina) para citometría de flujo. Validado para muestras humanas, este anticuerpo es ideal para estudios de macrófagos y monocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo PE anti-CD163 humano
Observaciones/Alias	M130; MM130; SCAR11
Especie	Humano
GeneID (humano)	9332
GeneID	9332
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-1045 de IL-10RA/CD210 humano (NP_004235.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q86VB7
Peso de la proteína	125 kDa
Envío	Bolsa de hielo