


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Humano Cd166/Alcam Para Citometría De Flujo - Q13740

Número de artículo: CM0008174



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE que reconoce específicamente a la proteína humana CD166/ALCAM (SWISS: Q13740). Desarrollado para citometría de flujo, apoya estudios de adhesión celular, formación de sinapsis inmunitarias, migración de células madre y metástasis tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-Humano CD166/ALCAM
Notas / Alias	MEMD; CD166
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	214
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-526 de CD166/ALCAM humano (NP_001618.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13740
Peso de la proteína	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Envío	Bolsa de hielo