

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd167A/Ddr1 Humano Para Fc - Q08345

Número de artículo: CM0010222



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD167a/DDR1 humano, validado para citometría de flujo (FC). El receptor epitelial del dominio de discoidina 1, una tirosina quinasa activada por colágeno, está implicado en la invasión de células cancerosas y la remodelación tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD167a/DDR1 humano
Observaciones/Alias	CAK; DDR; NEP; HGK2; PTK3; RTK6; TRKE; CD167; EDDR1; MCK10; NTRK4; PTK3A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	780
GeneID	780
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-416 de CD167a/DDR1 humano (NP_054699.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q08345
Peso de la proteína	101kDa
Envío	Bolsa de hielo