


Pe Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd170/Siglec-5 - O15389

Número de artículo: CM0011982



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD170/Siglec-5 humano, una lectina de unión al ácido siálico expresada en células mieloides. Validado para citometría de flujo, adecuado para investigación en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD170/Siglec-5
Observaciones/Alias	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8778
GeneID	8778
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O15389
Peso proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo