


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd172A/Sirpα Humano Para Citometría De Flujo - P78324

Número de artículo: CM0011184



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD172a/SIRPα humano (P78324), validado para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de mecanismos de fagocitosis, regulación inmune y señalización sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD172a/SIRPα humano
Observaciones/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	140885
GeneID	140885
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-370 de CD172a/SIRPα humano (NP_542970.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P78324
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo