

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd177 Humano Para Fc - Q8N6Q3

Número de artículo: CM0005371

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD177 humano (NB1/PRV-1) para citometría de flujo. Diseñado para detectar CD177 en subpoblaciones de neutrófilos; presenta reactividad cruzada con humanos. Adecuado para inmunofenotipado y aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD177 humano
Observaciones/Alias	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP
Especie	Humano
GeneID (humano)	57126
GeneID	57126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-407 de CD177 humano (NP_065139.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8N6Q3
Peso proteico	15kDa/27kDa/46kDa
Envío	Bolsa de hielo