

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd185/Cxcr5 Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P32302

Número de artículo: CM0008972

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD185/CXCR5 humano (BLR1), validado para citometría de flujo. Se dirige al receptor quimioatrayente de células B involucrado en la migración de células B y el linfoma de Burkitt. Swiss-Prot: P32302.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD185/CXCR5 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	643
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-47aa de CD185/CXCR5 humano (NP_033981.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P32302
Peso de la proteína	36kDa/42kDa
Envío	Bolsa de hielo