

Mab Pe De Conejo Anti-Cd196/Ccr6 Humano - P51684

Número de artículo: CM0008241



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CCR6/CD196 humano. Validado para citometría de flujo. Se dirige a un GPCR fundamental para la quimiotaxis de células dendríticas, células T y B, y la inmunidad de mucosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD196/CCR6 humano
Notas / Alias	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1235
GeneID	1235
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P51684
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo