


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd197/Ccr7 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P32248

Número de artículo: CM0012539



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD197/CCR7 humano (BLR2, EBI1) para citometría de flujo. Adecuado para el estudio del tráfico de linfocitos, la homing y la expresión del receptor inducida por el virus de Epstein-Barr. UniProt P32248.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano CD197/CCR7 mAb
Observaciones/Alias	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1236
GeneID	1236
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-59 del CD197/CCR7 humano (NP_001829.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P32248
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo