


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd1B Humano Para Citometría De Flujo - P29016

Número de artículo: CM0012083



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido a CD1b humano (SWISS: P29016), validado para citometría de flujo, ideal para estudios de presentación de antígenos lipídicos e inmunidad de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM PE de conejo anti-CD1B humano
Observaciones/Alias	R1; CD1; CD1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	910
GeneID	910
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-303 de la proteína CD1B humana (NP_001755.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P29016
Peso de la proteína	37kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo