


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd1C Humano Para Citometría De Flujo - P29017

Número de artículo: CM0008126



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD1c humano (R7, BDCA1), una molécula presentadora de antígenos lipídicos. Validado para citometría de flujo, este anticuerpo de 38 kDa es ideal para estudios de inmunidad adaptativa y presentación de glicolípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD1c humano
Observaciones/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	911
GeneID	911
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-298 de CD1c humano (NP_001756.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P29017
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo