

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd2 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P06729

Número de artículo: CM0011736



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE que se dirige al CD2 humano (T11, LFA-2, SRBC) específicamente para citometría de flujo. Ideal para la identificación de células T y células NK en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano CD2 mAb
Observaciones/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	914
GeneID	914
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-209 del CD2 humano (NP_001758.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo