


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd200R Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - Q8Td46

Número de artículo: CM0008739



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el CD200R humano (receptor OX2) validado para citometría de flujo. Ideal para inmunofenotipado y para explorar vías de puntos de control inmunitario en investigación sobre inflamación y oncología. Peso molecular: 37 kDa; reactividad de especie: humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD200R humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	131450
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-240 del CD200R humano (NP_740750.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8TD46
Peso proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo