


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd205/Dec-205 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - O60449

Número de artículo: CM0010928



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra el CD205/DEC-205 (LY75) humano para citometría de flujo. Detecta el receptor endocítico en células dendríticas y células B. Alta especificidad, validado para muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD205/DEC-205 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4065
GeneID	4065
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 216-501 del CD205/DEC-205 humano (NP_002340.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O60449
Peso proteico	198kDa
Envío	Bolsa de hielo