

Ac Mab Conejo Anti-Cd207/Langerina Humana Conjugada Con Pe Para Fc - Q9Uj71

Número de artículo: CM0005359



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra la CD207/Langerina humana para citometría de flujo. Específico para humano, ideal para estudiar la biología de las células de Langerhans y los mecanismos de presentación de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac mAb Conejo anti-CD207/Langerina Humana conjugada con PE
Observaciones/Alias	CLEC4K
Especies	Humano
GeneID	50489
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 65-328 de la Langerina/CD207 humana (NP_056532.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UJ71
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo