


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Humano Cd213A1/IL-13R α 1 Para Citometría De Flujo - P78552

Número de artículo: CM0009987



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD213a1/IL-13R α 1 (CT19) humano para citometría de flujo. Reacciona con muestras humanas. Peso molecular de 49 kDa. Ideal para estudiar la señalización de interleucina-13 en células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-Humano CD213a1/IL-13R α 1
Observaciones/Alias	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra
Especie objetivo	Humano
GeneID (Humano)	3597
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-343 de CD213a1/IL-13R α 1 humano (NP_001551.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P78552
Peso molecular de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo