

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd220 Humano Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - P06213

Número de artículo: CM0008234



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el CD220 humano (receptor de insulina) para citometría de flujo. Reconoce el CD220 humano con un peso molecular de 156 kDa. Validado para uso en investigación por FC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD220 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	HHF5; CD220
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3643
GeneID	3643
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-944 del CD220 humano (NP_000199.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06213
Peso proteico	156 kDa
Envío	Bolsa de hielo