

Pe Conejo Anti-Humano Cd221A/Igf-1Rα Mab - P08069

Número de artículo: CM0011157



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD221/IGF-1R conjugado con PE, validado para citometría de flujo. Adecuado para la detección de la expresión de IGF-1R en células humanas, apoyando la investigación del cáncer y la señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-Humano CD221α/IGF-1Rα mAb
Observaciones/Alias	IGFR; CD221; IGFIR; JTK13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3480
GeneID	3480
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-932 del CD221α/IGF-1Rα humano (NP_000866.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08069
Peso Proteico	155kDa
Envío	Bolsa de hielo