


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd226/Dnam-1 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - Q15762

Número de artículo: CM0009341



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD226 humano (DNAM-1) conjugado con PE para citometría de flujo. Este anticuerpo se dirige a CD226, un receptor coestimulador en células T y NK que potencia la citotoxicidad contra tumores y células infectadas al unirse a PVR/CD155 y Nectin2/CD112. Ideal para el perfilado de células inmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PE Conejo anti-Humano CD226/DNAM-1 mAb
Observaciones/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10666
GeneID	10666
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-247 de CD226/DNAM-1 humano (NP_006557.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q15762
Peso proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo