


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd23 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - P06734

Número de artículo: CM0010129



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD23 humano (FcεRII) para citometría de flujo. Detecta el receptor de IgE de baja afinidad implicado en la regulación de células B, con reactividad cruzada a humano y un peso molecular de 36 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD23 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCErII; BLAST-2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2208
ID del gen	2208
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 48-321 del CD23 humano (NP_001993.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06734
Peso proteico	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo