


Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd235A/Glicoforina A Humana Para Fc - P02724

Número de artículo: CM0009188



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD235a/Glicoforina A humana, validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de membrana de eritrocitos, investigación del grupo sanguíneo MN y análisis de receptores en enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD235a/Glicoforina A humana
Notas/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GP _E rik; HGpMIV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Especie	Humana
GeneID (Humana)	2993
GeneID	2993
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-91 de CD235a humana (NP_002090.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P02724
Peso proteico	13kDa/16kDa
Envío	Bolsa de hielo