

Anticuerpo Monoclonal Pe De Conejo Anti-Cd24 Humano Para Citometría De Flujo - P25063

Número de artículo: CM0004190

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra el CD24 humano, apto para citometría de flujo. El CD24 es una glicoproteína anclada a GPI que participa en la diferenciación celular y la modulación inmune. Reactividad cruzada validada con humanos; ideal para estudios de linfocitos B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb PE de conejo anti-CD24 humano
Notas/Alias	CD24A; CD24
Especie	Humano
GeneID (Humano)	100133941
GeneID	100133941
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 1-80 del CD24 humano (NP_037362.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P25063
Peso proteico	8 kDa; 13 kDa
Envío	Bolsa de hielo