

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd244/2B4 Conjugado Con Pe Para Fc - Q9Bzw8

Número de artículo: CM0008626

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD244/2B4 (SLAMF4) humano para aplicaciones de citometría de flujo. Reconoce el CD244 humano, un receptor clave de células NK, adecuado para el perfilado de células inmunes y estudios de activación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano CD244/2B4 mAb
Observaciones/Alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; molécula CD244
Especie	Humano
GeneID (humano)	51744
GeneID	51744
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 22-221 del CD244/2B4 humano (NP_001160135.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BZW8
Peso Proteico	30kDa/36kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo