

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd261/Trail-R1 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - 000220

Número de artículo: CM0010458



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD261/TRAIL-R1 humano (DR4). Ideal para estudios de citometría de flujo sobre la apoptosis inducida por TRAIL y la señalización de los receptores de muerte. Alta especificidad, validado para FC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD261/TRAIL-R1 humano conjugado con PE
Observaciones/Sinónimos	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; miembro 10a de la superfamilia de receptores del TNF
Especie	Humana
ID del gen (humano)	8797
ID del gen	8797
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 124-232 de CD261/TRAIL-R1 humano (NP_003835.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O00220
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo