


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd262/Dr5/Trailr2 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - O14763

Número de artículo: CM0010188



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD262/DR5/TRAILR2 humano, optimizado para citometría de flujo. Detecta el receptor TRAIL en muestras humanas. Ideal para aplicaciones de investigación en apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano CD262/DR5/TRAILR2 conjugado con PE
Observaciones/Alíase	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5
Especie	Humano
GenelD (humano)	8795
GenelD	8795
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 56-182 del CD262/DR5/TRAILR2 humano (NP_003833.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14763
Peso proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo