

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd263/Trail-R3 Conjugado Con Pe Para Fc - O14798

Número de artículo: CM0004557

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD263/TRAIL-R3 humano (receptor señuelo 1). Diseñado para citometría de flujo (FC) para detectar TRAIL-R3 en la superficie celular. Facilita la investigación sobre apoptosis y cáncer. - O14798

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PE Conejo anti-Humano CD263/TRAIL-R3 mAb
Observaciones/Alias	LIT; DCR1; TRID; CD263; TRAILR3; TRAIL-R3; DCR1-TNFR
Especie	Humano
GeneID (humano)	8794
GeneID	8794
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-235 de CD263/TRAIL-R3 humano (NP_003832.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14798
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo