

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd270/Hvem Conjugado Con Pe Para Fc - Q92956

Número de artículo: CM0011683



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el CD270/HVEM humano (TNFRSF14), validado para citometría de flujo. Adecuado para analizar la coestimulación de células T, la señalización de puntos de control inmunitario y la entrada de herpesvirus en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD270/HVEM conjugado con PE
Observaciones/Alias	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; Miembro 14 de la superfamilia de receptores del TNF
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8764
ID del Gen	8764
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-162 del CD270/HVEM humano (NP_003811.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q92956
Peso Molecular de la Proteína	21kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo