

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd275/B7-H2/Icosl Humano Conjugado Con Pe Para Fc - O75144

Número de artículo: CM0005824



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra CD275/B7-H2/ICOSL humano, diseñado específicamente para citometría de flujo (FC). Ideal para estudiar la coestimulación de células T, la activación de células B y la trans migración de neutrófilos en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac m de conejo anti-CD275/B7-H2/ICOSL humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	23308
ID de gen	23308
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-256 de CD275/B7-H2/ICOSL humano (NP_056074.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O75144
Peso proteico	20kDa/33kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo