


Anticuerpo Monoclonal Pe Conejo Anti-Humano Cd28 Para Citometría De Flujo - P10747

Número de artículo: CM0007950



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al CD28 humano (Tp44), un receptor coestimulador clave de las células T. Apto para aplicaciones de citometría de flujo en muestras humanas para estudiar la activación, proliferación y producción de citoquinas de las células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb PE Conejo anti-Humano CD28
Observaciones/Alias	Tp44
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	940
ID del Gen	940
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD28 humano de longitud completa (P10747).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P10747
Peso de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo