

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Cd282/TLr2 Conjugado Con Pe Para Citometría De Flujo - O60603

Número de artículo: CM0008074



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido al TLR2/CD282 humano para citometría de flujo (FC). Validado para reactividad cruzada humana, ideal para investigación en inmunidad innata y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PE Conejo anti-Humano CD282/TLR2 mAb                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | TIL4; CD282                                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)     | 7097                                                                                                                                    |
| GeneID              | 7097                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 290-390 del TLR2 humano (NP_003255.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                  |
| SWISS               | O60603                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 90kDa                                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                          |