


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd30 Humano Conjugado Con Pe Para Fc - P28908

Número de artículo: CM0009266



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra el CD30 humano, diseñado para citometría de flujo (FC). Detecta CD30 en muestras humanas; el CD30 es un receptor implicado en la regulación del crecimiento celular y la señalización de NF-kappa-B. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD30 humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Especie	Humano
GeneID (Humano)	943
GeneID	943
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-379 del CD30 humano (NP_001234.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P28908
Peso Molecular de la Proteína	14kDa/50kDa/63kDa
Envío	Bolsa de hielo