


Ac Mab De Conejo Anti-Cd300 A/C Humano Conjugado Con Pe Para Fc - Q9Ugn4 / Q08708

Número de artículo: CM0012054



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE dirigido contra CD300a/c humano (IRC1/IRC2, CLM-8) para citometría de flujo. Validado para reactividad cruzada humana. Adecuado para inmunofenotipificación y estudios funcionales de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac mAb de conejo anti-CD300 a/c humano conjugado con PE
Observaciones/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11314/10871
GeneID	11314/10871
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-178 del CD300a humano (NP_009192.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UGN4/Q08708
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo